

# ENDO

## ENDO Mini Centrifuge EI.CF



### Spesifikasi

<b>Tipe motor</b>	Motor DC
<b>Kapasitas rotor</b>	8 x 1.5/2.0ml tube rotor & rotor strip PCR 2 tempat
<b>Kecepatan</b>	6000 RPM 2000 x 4 (MAX RCF)
<b>Akurasi kecepatan</b>	±5% RPM
<b>Ukuran</b>	162 x 157 x 116mm
<b>Berat</b>	1.1kg
<b>Detail power adapter</b>	Input: 100-240VAC, 50/60Hz Output: 24V ~ 1.5A
<b>Konsumsi daya</b>	10W
<b>Kelembapan relatif</b>	≤80%
<b>Suhu sekitar</b>	5-40°C
<b>Ketinggian</b>	Gunakan hingga ketinggian 2000m diatas MSL

### Tujuan Penggunaan

Mini Centrifuge dirancang untuk memisahkan, mengendapkan, memutar larutan berair dan suspensi pelarut dengan kepadatan berbeda dalam wadah sampel yang kompatibel.