

ENDO

ENDO Patient Monitor EI-PM



ENDO Patient monitor, EI-PM, memberikan solusi transportasi yang sempurna. Modul multi-fungsional, semua dalam satu parameter dan platform aplikasi yang baru sangat meningkatkan efisiensi pemantauan parameter klinis selama transfer pasien

Layar TFT berwarna 10.4"

Reliable algoritma

Desain tanpa kipas

Kapasitas penyimpanan besar

Berbagai mode tampilan

SPESIFIKASI

Deteksi pacemaker, tahan elektrosurgical interference

Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi

Layar dengan fitur layar sentuh memungkinkan operasi intuitif dengan mengklik pada parameter tertentu/ bentuk gelombang secara real time, konfigurasi standar termasuk tombol navigasi

OxyCRG tersedia untuk menilai fungsi respirasi dan sirkulasi untuk neonatus

Tampilan huruf yang besar

Analisis aritmia dan S-T segmen

Baterai built-in Li-ion yang dapat diisi ulang

Fungsi nurse call dan komunikasi dua arah dengan MFM-CMS central station dan slot kartu SD sebagai tambahan memori penyimpanan data yang besar

Port USB dan port serial untuk upgrade di masa mendatang secara berlimpah

VGA output dan analog output

Solusi pemasangan yang lengkap dan fleksibel untuk berbagai macam skenario