

ENDO Syringe Pump, EI-SP



Syringe Pump adalah peralatan kesehatan medis yang digunakan untuk memberikan cairan nutrisi atau obat - seperti insulin atau hormon, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil dalam jangka waktu tertentu secara teratur.

“Lebih Cepat, Lebih Mudah, dan Lebih Jelas”

Numerical Keypad, Cara mudah dan cepat untuk melakukan setup.

Syringe installation yang sederhana, cepat dan mudah.

LCD berwarna - Dengan LCD yang berwarna, informasi yang lengkap ditampilkan dengan lebih detail.

Spesifikasi

- Self-testing - Setiap kali unit dinyalakan, self-testing dijalankan.
- Auto-syringe detection - Mendeteksi ukuran jarum suntik (syringe) secara otomatis.
- Shortcut key - Syringe brand set, Occlusion set, Buzzer level set.
- K.V.O. (Keep Vein Open) - Ketika delivery volume telah tercapai, flow rate berubah menjadi K.V.O. rate (dapat disesuaikan dari 1ml/h hingga 10ml/h) secara otomatis.
- Keypad lock function - tombol (keypad) bisa dikunci dengan atau tanpa password.
- Infusion setup - Flow rate / Delivery volume / Infusing time.
- Retain memory - Last setting value akan disimpan
- Menampilkan sisa waktu (remaining time).
- Fungsi pengulangan alarm (alarm repeat)
- Open system - Dalam 1 unit dapat dikalibrasi hingga 10 syringe brands
- Tingkat buzzer - 3 tingkat.
- Tingkat occlusion - 9 tingkat (3.8 ~ 19.3 psi).
- Purge rate - Dapat diatur (0.1 ~ 1200 mL/jam)
- Bolus rate - ON/OFF, Dapat diatur(0.1 ~ 1200 mL/jam, 0.1 ~ 1000mL)
- Anti bolus - Mengurangi bolus secara signifikan setelah occlusion release. (ON/OFF).
- History call back - Pemanggilan kembali 10 infusion data terakhir