

ENDO



ENDO Ventilator El.V10

ICU Ventilator

<https://endo.id>

ENDO Ventilator EI.V10

Ventilator ICU

- Layar HD 18,5 inci dengan resolusi tinggi, mendukung penyesuaian multi-sudut baik secara horizontal maupun vertikal.
- Katup inspirasi dan ekspirasi dapat dibongkar dengan tangan dan cocok untuk sterilisasi suhu tinggi pada 134°C, mencegah infeksi silang.
- Terapi oksigen dan nebulisasi tersinkronisasi; ventilasi invasif, non-invasif, dan terapi oksigen aliran tinggi.
- Pemantauan EtCO₂ (opsional).



Parameter Terkontrol

Volume Tidal	2-4000 ml
Frekuensi	1~100 kali/menit
Psup	0-80cmH ₂ O
PI _{insp}	5-80 cmH ₂ O
PEEP	OFF, 1-50 cmH ₂ O
Konsentrasi Oksigen	21-100 vol %


Parameter yang Dipantau

Volume Tidal	0-6000ml
Frekuensi	1~200 times/minute
Konsentrasi Oksigen	18~100%
Kebocoran (%)	0~100%
Ventilasi Menit	0-100L/min
PEEP	0-120 cmH ₂ O
Mode Ventilasi	VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, CPAP/PSV, VSIMV, BIPAP, SMV, APRV, VS, PRVC, nCPAP, S/T

ENDO

 Jalan Raya Menganti 14 Kedurus, Surabaya 60223
Jawa Timur, Indonesia

 62-31-7673636

 62-31-7673737

 0800 . 177 . ENDO (3636)

 info@endo.id

 <https://endo.id>