

ENDO

ENDO Bluetooth Baby Scale (EI.BBS)



Spesifikasi

Timbangan bayi yang dapat diubah menjadi datar untuk anak

Baki timbangan mudah dilepas dari alasnya

Dapat digunakan untuk mengukur tinggi badan anak

Timbangan kuat namun ringan mudah dibawa

Baki timbangan nyaman dan halus

Aman dan nyaman digunakan dengan sistem pengunci

Didesain dengan tombol yang mudah digunakan

Data Teknis

Ukuran Timbangan: 750x320x132mm

Ukuran Baby Tray: 750x300x90mm

Ukuran LCD : 79x28mm

Catu daya : baterai 3x1.5V AAA

Akurasi : +/- (0.75%+1d)

Kapasitas berat : 20 kg