

ENDO

ENDO Bluetooth Body Fat Scale (EI.BFS)



Spesifikasi

- Skala datar untuk penggunaan mobile
- Ringan, mudah dibawa
- Terhubung bluetooth dengan output data pada aplikasi
- Empat alas yang memastikan posisi kokoh dan stabil
- Dapat menghitung massa lemak, otot, tulang dan air

Data Teknis

- Ukuran Timbangan : 320x360x58mm
- Ukuran LCD: 74x49mm
- Catu daya : baterai 4x1.5V AA
- Akurasi : +/- (1%+1d)
- Kapasitas : 330lbs/150kg