

ENDO

ENDO Air Compressing Nebulizer EI.Neb01



ENDO Air-compressing Nebulizer tipe EI.Neb01 adalah nebulizer pengompresi udara tipe terbaru dari perusahaan kami. Nebulizer berfungsi untuk atomisasi obat dengan mudah dan praktis.

Data Teknis

Tegangan	AC 220-230 V
Daya Input	130 VA / 100 Watt
Frekuensi	50/60 Hz
Tingkat Nebulasi Maksimum	≥ 0.1 ml / menit
Tekanan Maksimum Pompa	≥ 0.15 Mpa
Aliran Pompa	≥ 10 L / menit
Kebisingan	≤ 65 dB (A)
G.W	≤ 1.5 kg
Dimensi	19.5 x 9.8 x 16 cm