


# ENDO

## ENDO Patient Warming System EI.PWS



### Spesifikasi

Catu daya	Arus bolak-balik 220V-240V, 50Hz / 60Hz; 117.7VA
Kisaran pengaturan suhu unit kontrol	33.0 °C hingga 39.0 °C
Alarm	Alarm kegagalan daya, Alarm suhu berlebih, alarm kegagalan sensor, alarm variasi suhu, alarm kegagalan sistem. Semua sinyal alarm adalah prioritas sedang. Tingkat tekanan suara sinyal alarm pendengaran tidak kurang dari 65 dB(A) sedangkan jaraknya 3 meter dari perangkat.
Kisaran suhu sekitar	+10°C - +40°C
Kisaran kelembaban sekitar	10% - 80%
Batas tekanan sekitar	86.0 kPa - 106.0 kPa
Kinerja keselamatan	Produk adalah peralatan jenis BF kelas I

# ENDO



## EI.PWS Sistem Penghangat Pasien

