

# ENDO

## ENDO Portable Suction Pump EI.SC



ENDO Suction Pump EI.SC2 adalah pompa portabel untuk keperluan medis menghisap dahak / lendir / carian yang tidak diinginkan pada bagian tubuh. Didasarkan pada produk sejenis di rumah dan di luar negeri, ENDO Suction Pump EI.SC2 adalah alat hisap bebas minyak pelumas generasi baru, yang cocok digunakan oleh pasien yang memiliki kesulitan dalam pengeluaran dahak karena sakit, koma, dan operasi, serta untuk menghisap cairan seperti nanah dan darah selama praktek klinis.

ENDO Suction Pump EI.SC2 adalah perangkat medis yang umum digunakan di ruang gawat darurat, ruang operasi, dan untuk perawatan di rumah sakit / unit kesehatan sekolah dan perawatan kesehatan di rumah. ENDO Suction Pump EI.SC2 dirancang dengan bentuk *streamline*, yang mudah dibawa, dengan sistem pelepasan panas, meteran tekanan negatif sirkuler (*circular-negative-pressure meter*), botol penyimpanan cairan yang setengah tersembunyi, dan kabel power yang dapat dilepas (*detachable powerline*).

### Data Teknis

Sumber Daya Listrik (Power Supply)	AC 220V +/- 22 V, 50 Hz +/- 1 Hz
Tekanan Negatif Maksimal	$\geq 0.075$ MPa
Volume Reservoir	1000 ml, 1 wadah
Dimensi Kemasan	37.0 x 18.0 x 28.0 (mm). Berat netto 4.4 kg
Daya Input	90 VA
Kecepatan Pemompaan	$\geq 15$ L / min.
Tingkat Kebisingan	$\leq 65$ dB (A)
Sistem Kerja	Short Running