

ENDO

ENDO 4D Digital Color Ultrasound Diagnostic System EI.USG4D.v2



Spesifikasi

Dimensi Unit Utama	± 620 x 1020 x 1400 mm
Berat Bersih Unit	± 95 kg (tidak termasuk probe)

Mode

Ovary, 2B Mode (Ovarium, Mode 2B)
Fetal Face, Virtual HD (Wajah Janin, Virtual HD)
Hepatic Vein, PIP Zoom
Fetus, B/BC Mode
Early Pregnancy, C Mode
Lymph Node Enlargement, B Mode
Testicle, CPA Mode
Carotid Vessel, C Mode

Fitur

Monitor LED 19 inci, panel sentuh (touchscreen) 10.4 inci
CD / DVD
Keyboard dengan lampu datar
Konektor Probe

Panel Sentuh (Touchscreen)

Pilih pengaturan
Penyesuaian gambar
Ukur dan komentar serta bodymark
Hasil laporan
Ulasan gambar

Powerful 4D

Curved Panoramic Curved Panoramic Imaging menggunakan pengenalan pola dan sintesis gambar untuk menghasilkan tampilan yang luas dan fleksibel untuk menampilkan informasi anatomi untuk diagnosis.

Quadplex

Quadplex menggabungkan B, warna, dan PW dengan pelacakan dan pengukuran otomatis untuk membantu pengguna membuat diagnosis. Selain itu, tiga mode dan pengukuran diperbarui secara real time.

Pengukuran Multi-Folikel

Pengukuran Multi Folikel hingga 16 folikel setiap kali.

Continuous Wave (CW) Doppler

Deteksi aliran darah.

Alur Kerja yang Luar Biasa

Tampilan mudah dibaca.

Fungsi yang ditentukan pengguna agar sesuai dengan gaya kerja anda sendiri.

Beberapa output untuk transfer data (DICOM, DVI, VIDEO, VGA).