

# ENDO

## ENDO Cold Light Source EI-LS



ENDO LED cold light source, EI-LS merupakan peralatan endoskopi yang dapat memberikan sumber cahaya yang baik dan jelas secara klinis, memberikan penerangan yang baik, ketika dokter memeriksa, memotret, merekam video organ rongga tubuh.

ENDO LED cold light source, EI-LS menawarkan teknologi LED dengan kecerahan luar biasa untuk operasi endoskopi. Lampu LED berkinerja tinggi memiliki rentang hidup yang panjang dengan lebih dari 20.000 jam, tidak memerlukan penggantian lampu sehingga lebih hemat.

### SPESIFIKASI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tipe                       | Endoskopi        |
| Model                      | EI-LS            |
| Klasifikasi Instrumen      | Kelas I          |
| Jenis Keamanan             | BF               |
| Lampu                      | Lampu LED        |
| Temperatur Warna           | 6500 K           |
| Kekuatan Cahaya            | Bisa disesuaikan |
| Umur Lampu                 | Hingga 20000 jam |
| Hasil Pencahayaan Maksimum | 1500lm           |
| Input Daya                 | 180V             |
| Sumber Daya Listrik        | 220V/50Hz        |