

ENDO

ENDO Medical Camera System EC-2



Dapat digunakan untuk tindakan :

1. Laparoscopy digestive dan obgyn
2. Endo-Urology
3. Arthroscopy
4. ENT
5. Hysteroscopy

Sistem pencitraan endoskopi baru yang fleksibel, berdaya rendah, dan murah. Dengan mengadopsi sensor pencitraan CMOS resolusi tinggi dan resolusi horizontal hingga 1080P. Aliran data pemrosesan gambar 12 bit memberikan definisi gambar yang sempurna dan pengurangan warna yang lebih tinggi. EC-2 memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan berbagi gambar endoskopi, sehingga memungkinkan bagi dokter untuk berbagi informasi dengan pasien secara instan. ENDO medical camera system EC-2 ini juga dilengkapi dengan adaptor optik yang berbeda dan terhubung ke kepala kamera tahan air dengan standar tertinggi IPX8.

SPESIFIKASI

Tipe	Endoskopi
Model	EC-2
Klasifikasi Instrumen	Kelas I
Sistem Video	PAL / NTSC
Sensor Gambar	CMOS
Resolusi	1920*1080P
Aspek Rasio	16:9
SNR	Lebih dari 48dB
White Balance	Auto
Kecepatan Rana	1/60s-1/10.000s
Dimensi	360x320x140mm

Kepala Kamera

Dimensi	30x80mm
Berat	230g
Lensa Penghubung	C-mount
Panjang Kabel	2m
Pengaman	IPX8
Sumber Daya Listrik	AC 110V-220V 50/60Hz / 125W