

# ENDO

## ENDO Morcellator System El.Lap.MC2



ENDO Morcellator System adalah alat medis yang digunakan pada berbagai jenis operasi salah satunya laparoskopi (minimal invasif).dapat digunakan pada tindakan fibroid uterus, seperti mengeluarkan rahim (histerektomi) atau mengeluarkan fibroid uterus (miomektomi). Morrasi mengacu pada pembagian jaringan menjadi potongan atau fragmen yang lebih kecil dan sering digunakan selama operasi laparoskopi untuk memudahkan pengangkatan jaringan melalui situs insisi kecil. ENDO Morcellator System adalah instrumen bedah yang digunakan untuk pembagian dan pengangkatan sebagian besar jaringan selama operasi laparoskopi.

### Spesifikasi

- Morcellator yang dikendalikan secara elektronik
- Indikator kecepatan digital, kecepatan rotasi dan kontrol torsi
- Pisau pemotong yang dapat ditarik untuk memastikan tingkat keselamatan pengoperasian yang tinggi
- Morcellation intra abdominal tanpa risiko
- Operasi ergonomis dan sederhana

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Pasokan Input              | 110- 240 Vac 50 W            |
| Frekuensi, Tenaga maksimal | 50 Hz, 50 W                  |
| Dimensi                    | P=30, L=23, T=13 cm          |
| Kecepatan Motor            | 0-1000 RPM Kontinu           |
| Klasifikasi                | Perlindungan Kelas 1 type BF |
| Berat unit kontrol         | 2.5 Kg                       |

PT. Endo Indonesia

📍 Jl. Raya Menganti No. 14 Surabaya 60223, Jawa Timur, Indonesia

☎ 031 7673636 📞 031 7673737 🌐 <https://endo.id>