

ENDO

ENDO Pulse Oximeter EI.P03



Klasifikasi

Jenis Perlindungan	Dengan Daya Baterai
Kepatuhan EMC	Kelas B
Tingkat Perlindungan	BF - Applied part Continuous
Modus Operasi	Continuous

Spesifikasi

Ukuran	160 x 70 x 3 7.6
Berat	165 (tanpa baterai)
Layar	128 x 64 dot-matrixes LCD

Charger Stand

Input Voltage	100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
Output Voltage	8 VDC
Output Current	0.8 A
Output Power	6.4 w

Fitur

Parameter yang diukur : SpO2 + PR

LCD display dengan backlight control

Dua mode kerja (dual work modes) : monitoring dan spot check

Numeric display dengan plethysmogram display

Trend review

Pulse-tone modulation (Pitch Tone)

Alarm audio dan visual yang dapat diatur

Baterai yang dapat diisi ulang hingga masa kerja 30 jam kerja

Dapat dipilih stand untuk men-charge baterai (optional battery charger stand)

Fungsi otomatis mati untuk menghemat energi