

ENDO

ENDO Suction Pump El.SC7



Data Teknis

Maksimum vakum $\geq 0.09\text{Mpa}$ (680mmHg)

Rentang vakum 0.02~0.09MPa (150~680mmHg)

Laju aliran $\geq 40\text{L/min}$.

Kapasitas botol 2500 ml x 2 (glass)

Noise $\geq 60\text{dB}$ (A)

Sumber daya listrik AC 220V; 50Hz

Berat 22.5 kg

Dimensi (mm) 360 x 320 x 830

Fitur

Bebas perawatan, pompa tanpa oli, dan laju aliran tinggi

Botol penyimpanan berdiameter besar, sumbat dengan cincin penyegel, mudah dibuka, dikencangkan, dan dibersihkan

Perangkat perlindungan luapan mencegah cairan masuk ke pipa bagian dalam

Selang PVC tidak beracun, transparan, mudah untuk observasi

Filter udara melindungi pompa dari polusi

Sakelar tangan dan sakelar kaki dipasang secara paralel, dapat dipilih sesuai kebutuhan

Bekerja dengan stabil dan tahan lama, kebisingan rendah