

ENDO

ENDO X-Ray Film Viewer EI.XRV.2



- **Optical parameter**

Tidak ada kedipan di layar, kecerahan di tengah layar sekitar 4000cd/m² Koefisien dispersi cahaya layar > 0.8 Layar diterangi secara merata dengan koefisien keseragaman ≥ 0.8

- Suhu warna sumber cahaya: 12000K
- Menyala dalam waktu 2 detik ketika daya dinyalakan dengan waktu stabilitas kecerahan <3 detik
- Kebisingan kerja <40dB (kebisingan latar belakang: 20dB)

Spesifikasi

Dimensi	857 x 502 x 25mm
Dimensi layar	714 x 442mm
Berat	6.5Kg
Power	40VA