

# ENDO

## ENDO 4D Digital Ultrasound Diagnostic System tipe EI.USG4D.v3



### Spesifikasi

<b>Dimensi (kedalaman x lebar x tinggi)</b>	806mmx518mmx1462mm
<b>Berat</b>	51kg (tanpa probe)
<b>Tegangan catu daya</b>	Dapat disesuaikan secara otomatis untuk AC100-240V
<b>Frekuensi catu daya</b>	50-60 Hz
<b>Konsumsi daya</b>	600 VA

## Spesifikasi

<b>Konfigurasi Standard</b>	4 port transduser aktif
<b>Tampilan</b>	10.1 inch touch screen
	High resolution color LED; 19inch
	Penyesuaian kecerahan dan kontras
	Keyboard alfanumerik
<b>Penyimpanan</b>	Hard disk terintegrasi 500G
	DVD-R/W
	Port USB:6
	Format penyimpanan gambar: IMAG
	Format ekspor gambar: BMP, JPG, DCM, PNG, TIFF
	Format penyimpanan loop cine: CINE
	Format ekspor loop cine: AVI
<b>Mode Gambar</b>	Mode B, B/M, M, 2B, 4B, CFM, 2D Steer, PD, DPD, PW, B/BC, Triplex, Quadplex, CW, Free Steering M, TDI, Color M, Curved Panoramic Imaging, Trapezoidal imaging, Compound, SRA, Elastography, ECG, Super needle, 4D, Virtual HD, FHI, AIO
<b>Metode Scanning</b>	Electronic convex, Linear, Micro convex, phased array, Volume convex