

ENDO

ENDO 4D Digital Ultrasound Diagnostic System tipe EI.USG4D.v7



Spesifikasi

Dimensi (kedalaman x lebar x tinggi)	764 mm x 630 mm x 1440 mm
Berat	75kg (tanpa probe)
Tegangan catu daya	Dapat disesuaikan secara otomatis untuk AC100-240V
Frekuensi catu daya	50-60 HZ
Konsumsi daya	600 VA

Spesifikasi

Tampilan	13.3 inch touch screen
	High resolution color LED; 23.8inch
	Resolusi: 1920x1080; Area gambar: 800x600
	Penyesuaian kecerahan dan kontras
Panel kontrol	Tinggi disesuaikan: 15 cm
	Dapat diputar 100° ke kiri dan kanan
	Keyboard alfanumerik
	8 Slide TGC
Penyimpanan	Hard disk terintegrasi 500G
	DVD-R/W
	Port USB:8
	Format penyimpanan gambar: IMAG
	Format ekspor gambar: BMP, JPG, DCM, PNG, TIFF
	Format penyimpanan loop cine: CINE
	Format ekspor loop cine: AVI
	Sistem cocok untuk menghindari hilangnya data/gambar
Mode Gambar	Mode B, B/M, M, 2B, 4B, CFM, 2D Steer, PD, DPD, PW, B/BC, Triplex, Quadplex, CW, Free Steering M, TDI, Color M, Curved Panoramic Imaging, Trapezoidal imaging, Compound, SRA, Elastography, Stress Echo, ECG, Super needle, 4D, Virtual HD, FHI, AIO
Metode Scanning	Electronic convex, Linear, phased array, Volume convex