

ENDO

ENDO High Speed Centrifuge EI.CF2



Spesifikasi

Tipe motor	Brushless Motor DC
Volume maks	12 x 2ml (microtubes)
Pengaturan kecepatan	500 hingga 15000 RPM
RCF maks	15596xg
Akurasi kecepatan	±100rpm
Waktu kerja	1 hingga 99 menit & mode tak terbatas
Waktu akselerasi	60≤60detik
Waktu perlambatan	50≤50detik
Ukuran	190 x 120 x 270mm
Berat	Sekitar 2.450kg (dengan rotor)
Konsumsi daya	55W

Tujuan Penggunaan

Centrifuge ini dirancang untuk memisahkan, mengendapkan, memutar larutan berair dan suspensi pelarut dengan kepadatan berbeda dalam wadah sampel yang kompatibel.