

ENDO

ENDO Electrocardiograph EI-ECG3Ch



Desain yang mudah digunakan

Layar LCD dapat dilipat dan tampilan gelombang jelas.

Sistem kerja sederhana

Mendukung pemindaian barcode untuk menyederhanakan input informasi pasien.

Satu tombol operasi.

Model kerja otomatis / manual / ritme / mati.

Penyesuaian garis dasar otomatis.

Deteksi off dan alarm.

Solusi pencetakan yang fleksibel

Printer thermal resolusi tinggi.

Pencetakan grid pada kertas termal normal.

12 pencetakan kotak timah pada kertas A4 normal melalui printer eksternal.

Manajemen data

Penyimpanan internal hingga 500 EKG dan dapat ditambahkan USB Flash disk.

Koneksi LAN/ RS232/ USB ke transmisi data PC ke PC melalui port seri / LAN / USB.

Format laporan : PDF dan ekspor data SCP/FDA-XML/DICOM (opsional)

Perangkat lunak manajemen data EKG berbasis PC (opsional)