

# ENDO

## ENDO Blood Lipid Analyzer EI.BLA



Tes item: TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL

Jangkauan deteksi luas

Hasil akurat dan dapat diandalkan

Strip

ENDO Blood Lipid Test Strip (EILTS)

### Spesifikasi

<b>Rentang pengukuran</b>	TC: 2.59-12.93 mmol/L (100~500mg/dL) HDL: 0.39-2.59mmol/L (15~100mg/dL) TG: 0.51-7.34mmol/L (45~650mg/dL)
<b>Tipe sampel</b>	Darah kapiler dan vena utuh
<b>Volume sample</b>	35-40 $\mu$ L
<b>Hasil waktu</b>	120 detik
<b>Penyimpanan</b>	Sampai dengan 300 hasil sampel
<b>Dimensi</b>	137mm (L) x 75mm (W) x 25mm (H)
<b>Berat</b>	125g (tanpa baterai)
<b>Data output</b>	USB
<b>Daya</b>	DC 4.5V (3 AAA baterai)