


ENDO

ENDO Automatic Blood Pressure Monitor EI.BPM.2



Spesifikasi

Tampilan	Tampilan digital LCD
Metode pengukuran	Metode osilometri dan auskultasi
Kisaran pengukuran	Tekanan : 0-300 mmHg (0-40.0kPa) Denyut jantung : 40-200 kali/menit
Presisi	Tekanan : antara +3mmHg (+0.4kPa) Denyut jantung : antara 5% dari 5 nilai pembacaan
Daya	Input : AC 100V-240V, 50/60 Hz Output : DC 6V 1A
Dimensi	224 x 129 x 106mm
Berat	Tensi : sekitar 594g (tidak termasuk aksesoris dan produk lainnya) Baterai : ±87g Adaptor : ±78g