

ENDO

ENDO Semi Auto Chemistry Analyzer EI.CA.3



- LCD berwarna 7", touch screen & Keypad
- Sistem terbuka reagen mendukung mode sel aliran dan kuvet, sistem tutup berdasarkan permintaan
- Memori besar, hingga 75 protokol pengujian dapat diprogram
- 2 kontrol per tes
- Keluaran hasil beragam termasuk laporan komprehensif pasien

Spesifikasi	
Berat	6.5Kg
Dimensi	350mm X 362mm X 180mm (LXWXH)
Power supply	100-240V, 50Hz/60Hz
Konsumsi daya	80VA
Kondisi operasi	10~40°C; RH≤85%
Display	7" LCD Color (800*480 pixels)
Flow cell	30µl quartz flow cell
Filter interferensi	340nm, 405nm, 500nm, 546nm, 578nm, 620nm, and 670nm