

ENDO

ENDO Camera System All-In-One EI.EC11



Parameter Teknis

Resolusi 1920(H) x 1080(V) x 60 frames

Port output gambar HDMI dan VGA

White balance otomatis satu tombol

Pembekuan gambar tunggal

Ukuran layar 17.3" tampilan layar kualitas 4K

Format foto JPG

Format video MP4

Power supply
in ~100-240V, 50 Hz/60Hz out 80W, 5V 12A

Index warna Ra>92

Ukuran produk 413mm (P) x 291mm (L) x 40mm (T)

Berat 4 kg

Spesifikasi

Platform endoskopi multifungsi dan terintegrasi

Kompatibel dengan semua departemen, mendukung pemutaran video bedah. Pengoperasian real-time dapat diamati dari jarak jauh melalui transmisi jaringan.

Terintegrasi tinggi

Portabel berukuran laptop, nyaman untuk perawatan medis seluler dan pemeriksaan klinis dll.

Monitor 4K HD 17.3"

1.07 miliar warna, latensi sangat rendah, dapat digunakan sebagai tampilan tambahan, mendukung input sinyal HDMI 4K.

Camera Head

IPX7 waterproof, mendukung beberapa metode disinfeksi seperti etilen oksida dan alkohol, kompatibel dengan lingkup kaku dan serat optik. Mendukung berbagai adapter optik C-mount (panjang fokus dari F14 hingga F35, dan zoom F15~25); panjang kabel 3 meter.

LED Medical Light Source

60W, mendukung peredupan jangkauan penuh, iluminasi $\geq 2.000.000$ lux.