

# ENDO

## ENDO LED Examination Lamp EI.EL



Lampu yang digunakan selama pemeriksaan atau perawatan pasien. Biasanya digunakan pada saat pemeriksaan atau pengobatan pada saat kejadian kecil. Dirancang agar mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Spesifikasi	
<b>Voltase</b>	AC 220V, 50/60Hz
<b>Lamp power</b>	3.3V/3W
<b>Suhu warna</b>	4800±200K
<b>Masa penggunaan</b>	20000 jam
<b>Iliminasi</b>	30000lux 0.5m/10000lux 1m
<b>Diameter lamp head</b>	55mm
<b>Ukuran bidang cahaya</b>	100mm