

ENDO

ENDO LED Cold Light Examination Lamp EI.EL.2



- Lengan artikulasi pegas yang seimbang
- Pusat gravitasi rendah untuk stabilitas dan jangkauan optimal
- Peralihan otomatis dari listrik ke baterai jika listrik padam
- Dengan indikator status baterai
- Pegangan autoklaf yang dapat dilepas

Spesifikasi	
Voltase	~220V±4V
Frekuensi catu daya	50/60Hz±1Hz
Intensitas pencahayaan	≥60.000Lx
Suhu warna	4800±300K
Nilai tagangan bohlam	3.2V/1W
Jumlah total bohlam	13pcs
Ketinggian yang dapat disesuaikan	1.5-1.8m