

ENDO

ENDO LED Examination Lamp EI.EL.3



- Dalam kondisi servis rutin, umur bohlam lampu tidak kurang dari 20.000 jam
- Produk ini memiliki volume kecil dan ringan lebih sederhana serta nyaman untuk dipindahkan dan dioperasikan
- Memiliki 8 tingkat yang dapat disesuaikan, yang mampu memenuhi kebutuhan pencahayaan Anda yang berbeda; Reflektor membuat cahaya lebih terang, lembut, dan lebih dekat dengan cahaya alami

Spesifikasi	
Suhu warna	4800±200K
Iluminasi	≥20.000lx 0.5m
Power supply	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz
Konsumsi daya	≤8W
Lamp bulb	Super bright LED luminotron 3.2V/1W×7
Spot diameter	120mm
Jangkauan pencahayaan	300~500mm dari adapter lampu
Jumlah bohlam	7pcs