

# ENDO

## ENDO Fetal Doppler EI.FD



### SPESIFIKASI

Layar LCD	45 x 25 mm
Rentang Pengukuran FHR	50 bpm ~ 210 bpm
Resolusi	1 bpm
Recording Time	240 detik
Audio Output Power	1 W
Auto Power-Off	1 menit tanpa sinyal/operasi
Dimensi	34 x 89 x 141 mm
Berat	± 300 g (termasuk baterai)

Fetal Doppler adalah alat kesehatan untuk mendengarkan detak jantung janin atau fetal heart rate (FHR). Fetal Doppler ini telah digunakan oleh banyak dokter kandungan dan bidan untuk melayani ibu hamil yang melakukan pemeriksaan rutin. Selain itu, Fetal Doppler (EI.FD) ini memiliki desain yang compact sehingga memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan sendiri di rumah dengan mudah.

Sensitivitas superior, suara dengan ketepatan tinggi, pilihan untuk perekaman, dan baterai yang dapat diisi ulang yang dapat dipilih dari EI.FD ini memenuhi kebutuhan pemeriksaan rutin para dokter kandungan dan bidan.

### Deskripsi

Fetal doppler yang mudah digunakan dilengkapi built-in audio recorder

Fetal doppler dengan desain yang ringkas dan probe yang dapat ditukar

Dapat digunakan untuk penggunaan secara terus-menerus (4 jam)

Otomatis mati (Automatic power-off)

Layar LCD besar dengan lampu pada background (large backlight LCD display)

Deteksi FHR yang akurat dengan suara yang jernih

Menunjang 2MHz, 3MHz, 4MHz, 8MHz waterproof probes

Penghitungan FHR secara otomatis dan manual