

# ENDO

## ENDO Glukometer EI.GM




Mudah dan cepat, akurasi tinggi

GDH-FAD (Glucose dehydrogenase method)

Strip

ENDO Blood Glucose Test Strip (EI.GTS)



Auto-code Strip

### Spesifikasi

<b>Rentang pengukuran</b>	0.6-35.0mmol/L
<b>Tipe sampel</b>	Darah kapiler
<b>Volume sample</b>	0.8µL
<b>Hasil waktu</b>	5 detik
<b>Penyimpanan</b>	Sampai dengan 500 hasil sampel
<b>Dimensi</b>	106mm (L) x 55mm (W) x 24mm (H)
<b>Berat</b>	82g (dengan baterai)
<b>Daya baterai</b>	Sampai dengan 1.000 tes
<b>Daya</b>	DC 3V (2 AAA baterai)