

# ENDO

## ENDO Automated Hematology Analyzer EI.HA.9



- **3-Part-Diff Hematology Analyzer**
- **Mudah digunakan**  
LCD warna yang lebar dengan resolusi tinggi  
Koneksi Mouse dan keyboard dengan USB  
Penyimpanan lyse  
Indikator cahaya
- **Rendah dan mudah pemeliharaan**  
Error message  
Panel depan dan pintu samping yang dapat dibuka  
Menghilangkan sumbatan secara otomatis dengan membakar dan membilas bukaan
- **Penyimpanan hingga 1.000.000**

Spesifikasi	
Display	10.4-inch LCD
Dimensi	380mm(L)×305mm(W)×395mm(H)
Berat	18Kg
Power supply	AC 100V~240V
Frekuensi	50/60Hz
Power	130VA-180VA
Parameter	21 parameter dan 3 histogram
Volume aspirasi	Whole blood 8.5 $\mu$ L, pre-diluted 20 $\mu$ L
Input/output	Support RS232, 6 USB (mouse, keyboard, HP printer, barcode reader dan flash disk), Internal 57mm thermal printer