


ENDO

ENDO Hemoglobin Meter EI.HGM




Hasil akurat dan dapat diandalkan

Cocok untuk berbagai tempat kerja

Hasil lebih cepat

Strip

ENDO Hemoglobin Test Strip (EI.HTS)



Spesifikasi

Rentang pengukuran	4.0-24.0g/dL
Tipe sampel	Darah kapiler dan vena utuh
Volume sample	≤10μL
Hasil waktu	10 detik
Penyimpanan	Sampai dengan 1200 hasil sampel
Dimensi	130mm (L) x 70mm (W) x 25mm (H)
Berat	120g (tanpa baterai)
Data output	USB
Daya	DC 4.5V (3 AAA baterai)