

ENDO



Tujuan Penggunaan

Hemoglobin Test Strip digunakan dalam deteksi kuantitatif kadar hemoglobin dalam sampel darah utuh manusia (sampel darah vena atau kapiler). Produk ini ditujukan untuk digunakan oleh tenaga kesehatan saja, tidak untuk digunakan untuk pengujian mandiri pasien, produk ini cocok untuk deteksi hemoglobin harian orang dengan hemoglobin abnormal atau hemoglobin normal.

Spesifikasi

Jenis sampel	Darah kapiler
Waktu hasil	Sekitar 20 detik
Suhu penyimpanan	2°C hingga 30°C
Kemasan	25 strip/botol