

ENDO

ENDO Infusion Pump EI.IP



Lebih cepat, mudah, dan jelas

Tombol Numerik

Pengaturan yang mudah dan cepat

Variasi Tampilan

Menampilkan data numerik dengan jelas dengan tampilan LCD berwarna yang menampilkan informasi terperinci

Mudah Digunakan

Proses pengaturan sederhana yang membuat pengguna merasa nyaman dan tampilan beragam yang membuat pengguna mendapatkan informasi lengkap dalam sekejap

SPESIFIKASI TEKNIS

Laju Aliran	0.1~1000ml (Linear Peristaltic Finger)
Volume Pengiriman	1~9999ml
Total Volume diinfuskan	1~9999ml
Ketepatan	+/- 2% pada mekanisme +/- 5% pada IV Set yang diterima
Alarm (Audio dan Visual)	Saluran udara, oklusi, kesalahan aliran (aliran bebas), standby KVO, pintu terbuka, baterai lemah, kerusakan perangkat
Fungsi Khusus	Kunci tombol, memori, sisa waktu, alarm, sistem terbuka, KVO, pembersihan, bolus, riwayat panggilan, mode dosis (opsi), panggilan perawat (opsi), profil (opsi), sistem pusat (opsi)
Berat	Sekitar 3.5 Kg (tanpa baterai isi ulang 2 Kg)
Dimensi	100 X 190 X 250 (mm)
Konsumsi Daya	40VA
Daya Minimum	AC110/230V, 50/60Hz atau DC9, 6V, DC12V/24V, 2A
Jenis Baterai	Ni-Cd baterai isi ulang
Waktu Pengoperasian Baterai	4 jam (125ml/h)
Waktu Pengisian Baterai	6 jam
Kondisi Operasi	10~40°C, 30~85% RH (tanpa kondensasi)
Kondisi Penyimpanan	-10~45°C, 10~95% RH (tanpa kondensasi)