

ENDO Blood Lipid Test Strip (EI.LTS)



Tujuan Penggunaan

Lipid Test Strip digunakan untuk deteksi kuantitatif kadar kolesterol total (TC), kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL), dan trigliserida (TG) dalam sampel darah lengkap manusia (sampel darah vena atau kapiler). Strip tes ini ditujukan untuk digunakan oleh orang awam dan tenaga kesehatan profesional. Strip ini cocok untuk deteksi lipid darah harian pada orang dengan lipid darah normal maupun abnormal, tetapi tidak cocok untuk pengujian pada neonatus. Hasil tes produk ini tidak boleh digunakan untuk diagnosis penyakit jantung dan pembuluh darah.

Spesifikasi

Jenis sampel	Darah kapiler
Waktu hasil	Sekitar 120 detik
Suhu penyimpanan	2°C hingga 30°C
Kemasan	10 strip/botol