

ENDO

ENDO Multichannel Micropipette Smart EI.MMS



Spesifikasi

- Pemuatan dan pengeluaran ujung tip bebas bocor dengan kekuatan lembut.
- Manifold yang mudah dilepas dan sepenuhnya dapat diautoklaf.
- Fleksibilitas dalam mengoperasikan pipet tanpa memutar pergelangan tangan dengan bantuan manifold yang dapat diputar 360°.
- Pelontaran ujung tip hanya dengan satu tangan.
- Kode warna yang menarik.
- Kompatibel dengan berbagai tip.
- Tersedia dalam 8 kanal.
- Ring "O" ganda di semua saluran untuk pemasangan ujung tip yang lebih baik.

Informasi Warna Produk

Kode Warna	●	●	●	●	●	●
Rentang Volume (µl)	0.5 - 10	2 - 20	5 - 50	10 - 100	20 - 200	30 - 300
Kenaikan (µl)	0.02	0.02	0.1	0.1	0.2	0.2