

# ENDO

## ENDO Operating Table EI.OT



### Spesifikasi

Dimensi bagian atas meja:	Panjang	2050 ± 50 mm
	Lebar	480 ± 20 mm
Dimensi Bagian:	Sandaran Kepala	280x380 mm
	Bagian Belakang	500x480 mm
	Kidney bridge	85x450 mm
	Bagian Kursi	450x480 mm
	Bagian Kaki	500x480 mm
	Pijakan Kaki	200x535 mm
Bagian Atas Meja dari Lantai :	Maks.Tinggi	950 ± 50 mm
	Min. Tinggi	750 ± 50 mm
Jangkauan Gerakan:	Maks. Trendelenburg Terbalik	30°
	Max. Trendelenburg	25°
	Max. Kemiringan Lateral	20°
Penyesuaian bagian:	Sandaran kepala - dinaikkan arah horizontal	45°
	Diturunkan arah horizontal	90°
	Bagian Belakang - dinaikkan arah horizontal	80°
	Diturunkan arah horizontal	10°
	Ketinggian Kidney bridge	120 mm
	Bagian Kaki - diturunkan arah horizontal	90°
Papan kaki yang menghadap ke luar:		90°