

ENDO

ENDO Operating Table

EI.OT.2

Spesifikasi Teknis



Aksesoris

| Item | Dimensi |
|--|------------|
| Dimensi Dasar | |
| Panjang | 2000±100mm |
| Lebar | 500 ± 20mm |
| Tinggi meja (Tinggi minimum, tanpa matras) | 700 ± 50mm |
| Penyesuaian ketinggian bagian atas meja | 250 ± 50mm |

| Item | Dimensi |
|----------------------------------|---------|
| Trendelenburg | ≥15° |
| Reverse Trendelenburg (ev-trend) | ≥15° |
| Miringkan ke kiri | ≥15° |
| Miringkan ke kanan | ≥15° |
| Pelat kaki ke bawah | ≥90° |
| Papan belakang ke atas | ≥60° |
| Papan belakang ke bawah | ≥20° |
| Papan kepala ke atas | ≥30° |
| Papan kepala ke bawah | ≥90° |
| Beban Maksimum | 250 kg |