

ENDO

ENDO Electric Operating Table

EI.OT.6



Aksesoris

Spesifikasi Teknis

Tegangan catu daya	220VDC \pm 10%
Frekuensi catu daya	50Hz/60Hz
Kapasitas daya	\leq 400 VA \pm 10%
Sumber daya baterai	12V 7Ah (2 set)
Beban Maksimal	250 kg

Dimensi

Panjang	2000 \pm 100mm	
Lebar	520 \pm 20 mm	
Penyesuaian Ketinggian	750 \pm 50mm	
Bagian atas meja	Trendelenburg	\geq 20°
	Trendelenburg terbalik	\geq 25°
	Miringkan (kiri)	\geq 15°
	Miringkan (kanan)	\geq 15°

Dimensi

Kepala tempat tidur	Ke atas	\geq 50°
	Ke bawah	\geq 90°
Backboard	Ke atas	\geq 70°
	Ke bawah	\geq 30°
Papan kaki	Ke atas	\geq 10°
	Ke bawah	\geq 90°
	Ke luar	\geq 180°
Gerakan horizontal dan longitudinal	300 \pm 30 mm	
Sudut atas lumbar	\leq 150°	
Sudut bawah lumbar	\leq 110°	
Ketinggian pengangkatan pinggang	100 \pm 20	
Ketinggian bagian atas meja	400 \pm 30 mm	