

ENDO

ENDO Patient Monitor EI.PM2



Ruang penyimpanan luas

Ulasan pengukuran 500 NIBP, tinjauan tren 96 jam, tinjauan alarm 60, bentuk gelombang beku 720 detik.

Rentang mode tampilan

Analisis EKG 3/5-lead, OxyCRG untuk neonatus, font besar dan layar tren.

Respironik CO2

Ketangguhan yang telah terbukti. Desain solid state, cocok untuk pasien neonatal. Tidak perlu mengkalibrasi secara teratur. Sampling rate side-stream 50 ml / menit/

EI.PM2 Patient Monitor handal dalam jangkauan dengan pembacaan yang akurat dan kinerja yang optimal. EI.PM2 menggunakan teknologi pemantauan yang handal untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dasar dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan konektivitas tanpa batas. EI.PM2 memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memantau status kesehatan pasien dari mana pun karena terhubung dengan software MFM-CMS.

SPESIFIKASI

Layar TFT-LCD warna resolusi tinggi

Deteksi alat pacu jantung

Perlindungan gangguan defibrilasi dan bedah listrik

Pitch tone (Pulse-tone modulation)

Algoritma iSEAP unik yang dioptimalkan secara khusus untuk pasien aritmia

Saturasi oksigen anti-interferensi mode ganda

NIBP yang tervalidasi secara klinis

Fungsi panggilan perawat

Output VGA (opsional)

Cocok untuk pasien dewasa, anak-anak, dan neonatal

Konfigurasi

Parameter Standar : EKG 3/5 lead, RESP, ENDO SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP

Opsional : 2-IBP, Respironics CO2, ENDO CO2, Thermal Recorder, WLAN. Accessory Kit.