

# ENDO

## ENDO Suction Pump EI.SC2



ENDO Suction Pump EI.SC2 adalah alat hisap *mobile* yang dikembangkan dari produk sejenis dan dilengkapi dengan pompa tekanan negatif *oil-free* generasi baru.

ENDO Suction Pump EI.SC2 adalah alat hisap listrik yang mengadopsi desain panel sepenuhnya plastik, yang membuatnya nampak lebih modern. Perangkat yang menghambat minyak untuk *circumfluence* dapat mengurangi polusi minyak. Alat ini mudah dibawa, memiliki kebisingan rendah, tekanan negatif yang tinggi dan fluks besar. Dapat diterapkan secara luas dalam operasi bedah yang perlu menyerap dahak, cairan kental.

### Data Teknis

Tegangan Listrik	AC 220V +/- 22 V, 50 Hz +/- 1 Hz
Tingkat Kebisingan	≤ 65 dB (A)
Kecepatan Pompa	≥ 40 L / min.
Jangkauan Vakum	20 kPa
Dimensi Kemasan	35.0 x 30.5 x 79.5 cm. Berat Netto 19.5 kg
Tekanan Negatif Maksimum	≥ 0.09 MPa
Daya	≤ 180 VA
Kapasitas Reservoir	2500 mL/pc, 2 wadah, gelas
Sistem Kerja	Pengoperasian berkelanjutan