

# ENDO

## ENDO Syringe Pump EI.SP



✓  
✓  
✓  
✓

Cepat, mudah, dan tepat

Keypad numerik, mudah diatur

Pemasangan jarum suntik mudah, cepat, dan nyaman

LCD warna dengan informasi detail

### SPESIFIKASI TEKNIS

Laju Aliran	Syringe 10ml : 0.1 - 300ml/h Syringe 20ml : 0.1 - 400ml/h Syringe 30ml : 0.1 - 500 ml/h Syringe 50ml : 0.1 - 1200ml/h
Volume Pengiriman	0.1 ~ 1000 ml
Total Volume diinfuskan	0.1 ~ 1000 ml
Ketepatan	+/- 1% pada mekanisme +/- 3% pada jarum suntik yang diterima
Alarm (Audio dan Visual)	Oklusi, KVO (infus selesai), standby, hampir kosong, baterai lemah, kerusakan perangkat, tuas penjepit / penggeser terlepas, jarum suntik terlepas
Fungsi Khusus	Kunci tombol, shortcut key, memori, pengingat waktu, alarm, sistem terbuka, pembersihan KVO, bolus, anti bolus, riwayat panggilan, mode dosis (opsi), panggilan perawat (opsi), profil perawat (opsi), profil (opsi), pelabelan obat (opsi), sistem pusat (opsi)
Berat	sekitar 2,5 kg (tanpa baterai isi ulang 2kg)
Dimensi	200 X 130 X 108 (mm)
Konsumsi Daya	18VA
Daya Minimum	AC110/230V,50/60Hz atau DC9.6V, DC12V/24V, 2A
Jenis Baterai	Ni-MH baterai isi ulang
Waktu Pengoperasian Baterai	2 jam
Waktu Pengisian Baterai	6 jam
Kondisi Operasi	5~40 degree C, 30~90% RH (tanpa kondensasi)
Kondisi Penyimpanan	-20~45 degree C, 10~95% RH (tanpa kondensasi)