

# ENDO

## ENDO Spirometer EI.SPR.2



### Spesifikasi

<b>Dimensi</b>	102mm x 98mm x 50mm (LxWxH)
<b>Berat</b>	150g
<b>Tampilan</b>	1.8" Color LCD
<b>Resolusi tampilan</b>	160*128
<b>Arus kerja</b>	60mA
<b>Power supply</b>	DC3.7V Rechargeable lithium battery
<b>Volume maksimal</b>	10L
<b>Rentang aliran</b>	1 L/dtk ~ 16L/dtk
<b>Akurasi volume</b>	±3% atau 0.05L (mana yang lebih besar)
<b>Akurasi aliran</b>	±10% atau 0.3L/dtk (mana yang lebih besar)

Hambatan aliran tertinggi dalam pengukuran adalah 6Pa/L/s, dan hambatan ini dapat terjadi pada 14L/s