


# ENDO

## ENDO Ultrasound Diagnostic System EI.USGBW



### SPESIFIKASI TEKNIS

Aplikasi	Pemeriksaan abdomen, obgyn, vaskular, organ atau bagian kecil (payudara, testis, tiroid), muskuloskeletal konvensional dan superfisial, pediatrik, jantung dasar
Teknologi Pencitraan	i-Image, SRA, Compound Imaging, THI
Mode Tampilan	B, B/B, 4B, M, B/M, PW
Grayscale	256 Levels
Kedalaman Pemindaian	240mm Max (tergantung jenis probe)
Frekuensi Penyelidikan	2.5MHz - 11.0MHz (tergantung pada probe)
Cine loop	256 frames
Perbesaran	4 steps
Perangkat Lunak	Paket pengukuran khusus, umum, obgyn, URO, jantung, pembuluh darah, dan bagian kecil
Manajemen Arsip	Manajemen informasi pasien, rekaman gambar, hasil laporan
Sumber Daya Listrik	AC 100V-240V, 50Hz-60Hz
Konfigurasi Standar	1 probe penghubung, 3 USB port, VGA port, Video port, LAN port, tampilan layar penuh, i-image, chroma, SRA, pencitraan gambar, THI, 8G memori penyimpanan, PW mode, baterai
Optional	2 probe penghubung, DICOM 3.0, pelindung keyboard tahan air, tas, cart TR9000, PC printer pendukung, video printer