

ENDO

ENDO Video Colposcope EI.VC



Spesifikasi

Tegangan	100 V - 240 V
Frekuensi	50 Hz / 60 Hz
Standar konfigurasi	Digital CCD camera, stand
Light module	Single loop group LED light
Light source	White LED light
Sistem resolusi	≥ 500 TVL
Magnification	1 ~ 28X
Operation distance	200 mm - 300 mm
Mode fokus	Electronic control manual and auto focus
Electronic filter	Green filter (3 grades)
Magnification & timing	Yes
Display freeze function	Yes
Stand type	Vertical, swing arm
Video output	S-Video

Deskripsi

Sistem pencahayaan dingin dari LED menghasilkan gambar jaringan seperti aslinya

Sistem auto fokus yang cepat dan canggih memastikan gambar yang jelas

Remote capture control dan susunan/rancangan keyboard untuk pengoperasian mudah

Electronic green filter meningkatkan gambar pembuluh darah tanpa kempromi cahaya

Acetic acid dan iodine reaction test timer untuk menangkap gambar tepat & benar

Tampilan pembesaran secara real-time

Tampilan gambar yang kuat dan data management software

Menangkap gambar yang tepat dan benar

Menganalisis temuan kolposkopi

Eksport laporan dalam format PDF