

ENDO

ENDO Vital Sign Monitor EI.VSM



Desain ultra-tipis yang menakjubkan, layar sentuh kapasitas besar, serta serangkaian fitur terdepan yang multi fungsi. Dilengkapi dengan SpO2, NIBP, dan *Quick Temp / Infrared Ear Temp* dan mode kerja pada aplikasi untuk melakukan pemantauan dan inspeksi situs dalam jangka panjang.

Spesifikasi

Parameter Standar	SpO2, NIBP, dan PR
Parameter Opsional	Nellcor SpO2, SunTech NIBP, <i>Quick Temp, Infrared Ear Temp, Covidien Quick Temp</i>
Mode Spot	16.000.000 pengukuran
Mode Putaran	800.000 set putaran rekaman
Mode Pemantauan	200 Alarm, 1200 pengukuran NIBP, 240 h <i>Trend</i>



Mode Putaran

Mode kerja khusus yang dirancang untuk aplikasi pembuatan siklus harian. Worklist dapat dengan mudah dimasukkan pada Disk USB atau diunduh dari sistem EMR. Selain itu, daftar pasien berkode warna dilengkapi dengan kotak desain tampilan windows, anda dapat mengetahui status dan informasi pasien dalam sekejap.

Mode Pemantauan

Pemantauan pasien berkelanjutan dengan data real time, alarm, dan riwayat kondisi terkini.

Mode Spot

Aplikasi pemeriksaan langsung, seperti rawat jalan, darurat, dll. Tanda vital waktu nyata yang diperoleh dan ditampilkan, sebagian besar alarm akan dalam mode diam.