

ENDO



ENDO.EI.IRW

Infant Radiant Warmer

<https://endo.id>

ENDO.EI.IRW

Ifant Radiant Warmer

Fitur-fitur

- Sistem suhu dikontrol oleh servo berbasis mikroprosesor
- Tiga mode: pre-warm, manual, dan automatic
- APGAR timer untuk merekam waktu terapi
- Fungsi alarm audio dan visual:
Kegagalan daya listrik, penyimpangan suhu, kegagalan sensor suhu, kegagalan suhu tubuh, suhu berlebih
- Kemiringan lampu LED dan kecerahan layar dapat disesuaikan
- Kanopi pemanas dapat digeser hingga $\pm 90^\circ$ secara horizontal
- Terpasang kotak film X-Ray di bawah tempat tidur bayi
- Sudut kemiringan ranjang bayi dapat disesuaikan
- Terdapat 4 pembatas tempat tidur transparan yang dapat dilipat dengan 2 segel infus
- Dilengkapi konektor RS-232, 2 tray, dan 2 laci



Spesifikasi Teknis

Sumber daya listrik		AC110/220V 60/50Hz
Daya masuk		1000VA
Kondisi Lingkungan Kerja	Suhu lingkungan	18°C ~ 30°C
	Kelembaban	30% ~ 75%
	Tekanan atmosfer	700~1060 hpa
	Kecepatan aliran udara	<0.3m/detik
Rentang pengaturan suhu		32°C ~ 38°C
Akurasi pengaturan suhu		$\leq 0.5^\circ\text{C}$
Akurasi sensor suhu		$\pm 0.3^\circ\text{C}$
Keseragaman suhu matras		$< 2^\circ\text{C}$
Sudut kemiringan tempat tidur		$\pm 10^\circ$
Lampu pengamatan LED		3W
Waktu pemanasan (dari 25°C)		<30menit
Pergeseran kanopi secara horizontal		$\pm 90^\circ$
Jarak dari pemanas ke matras		80cm
Ukuran matras		67cmX54cm
Rentang timer		0~99jam59menit

Spesifikasi Fisik

Kemasan

Setiap unit dikemas dengan kotak kayu Ukuran:

- 118*90*87cm
- Berat bersih: 75Kg
- Berat kotor: 100Kg

Konfigurasi standar

Unit Utama (Sumber Radiasi, Sistem Kontrol, Tempat Tidur Bayi, Braket), Kotak Film X-Ray, Lampu Pengamatan, Tiang I.V., Sensor Suhu, Tray, Matras, Pembatas Tempat Tidur Transparan, Roda, Laci

Fungsi Opsional



LCD Layar Sentuh



Tempat Tidur Besar



Fototerapi



Pencampur Udara&Oksigen



Aspirator Tekanan Rendah



Resusitator Bayi



Sistem Suplai Oksigen





Kontrol Ketinggian
Bed Elektronik





Suhu Udara &
Timer mundur


ENDO

 Jalan Raya Menganti 14 Kedurus, Surabaya 60223
Jawa Timur, Indonesia

 62-31-7673636

 62-31-7673737

 0800 . 177 . ENDO (3636)

 info@endo.id

 <https://endo.id>