

ENDO

ENDO Vascular Doppler EI.VD



Mudah digunakan

Desain modern dan trendi

Mendukung baterai 1.5V AA

Deteksi aliran darah yang akurat dengan suara yang baik

Mendukung konektor earphone

Probe tahan air dengan frekuensi 4MHz

Vascular Doppler telah digunakan secara luas sebagai peralatan standar untuk diagnosis pembuluh darah perifer. Serbaguna, desain modern, dan portable memungkinkan diagnosis arteri yang cepat dan sederhana namun efektif.

Spesifikasi

Daya audio keluar	0.5 W
Sistem otomatis off	1 menit
Ukuran	32 (ketebalan) x 85 (lebar) x 138 (tinggi) mm
Berat	290 +/- 5g (termasuk satu baterai)