

ENDO

ENDO X-Ray Film Viewer EI.XRV



- **Optical parameter**
Tidak ada kedipan di layar, kecerahan di tengah layar sekitar 4000cd/m²
Koefisien dispersi cahaya layar > 0.8
Layar diterangi secara merata dengan koefisien keseragaman ≥ 0.8
- Suhu warna sumber cahaya: 12000K
- Menyala dalam waktu 2 detik ketika daya dinyalakan dengan waktu stabilitas kecerahan <3 detik
- Kebisingan kerja <40dB (kebisingan latar belakang: 20dB)

Spesifikasi	
Dimensi	504 x 502 x 25mm
Dimensi layar	361 x 442mm
Berat	3.75Kg
Power	20VA