

ENDO PORTABLE VIDEO LARYNGOSCOPE *type EI.VL*



Fitur:

Slim Blade:

Profil blade super slim meningkatkan akses di celah mulut yang lebih kecil dan mengurangi kerusakan gigi sehingga lebih aman untuk digunakan pasien.

Portable / USB Rechargeable:

Perangkat universal, bebas kabel setiap saat anda membutuhkannya.

Kamera / Memori:

Kamera menyediakan pencitraan video saat tindakan laringoskopi berlangsung. Perangkat ini memiliki memori 8GB, yang akan memungkinkan anda untuk merekam prosedur yang sedang dilakukan dan mengambil gambar yang dapat disimpan dalam grafik masing-masing pasien untuk referensi di kemudian hari.

Konektivitas:

Kabel USB, memungkinkan anda untuk terhubung ke monitor atau layar besar.

Sudut Video:

Memiliki layar monitor yang dapat diputar dalam sudut 120 derajat yang merupakan fitur yang sangat nyaman karena anda dapat melihat prosedur dari berbagai sudut tersebut.

Jenis tindakan operasi:

Dapat digunakan saat melakukan anestesi pada pasien. Juga dapat digunakan saat memeriksa pita suara atau laring, serta digunakan untuk menghilangkan benda asing dari tenggorokan atau mengumpulkan sampel jaringan (biopsi).

ENDO PORTABLE VIDEO LARYNGOSCOPE *type EI.VL*

Nama	Nama Teknis	Indikator Teknis
Parameter Mesin	Layar	30" (LCD)
	Sudut Pandang	$\geq 60^\circ$
	Waktu Pengisian	>300 kali
	Resolusi	1280*720p
	Konsumsi Daya	<2W
	Pencahayaan	≥ 150 LUX
	Pemutaran Sudut Monitor	$0^\circ \sim 130^\circ$
	Berat	220g
	Fungsi Gambar/Video	Output USB
	Tipe Memori	Micro SD card 8GB
Pengisian Daya	Input Pengisian Daya	110V~220V50Hz
	Output Pengisian Daya	5V1000mA
	Waktu Pengisian Daya	<4 (jam)
Lingkungan Kerja	Suhu	$-5^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
	Kelembaban	10%~90%
	Tekanan Atmosfir	860~1060hpa
Lingkungan Penyimpanan Transportasi	Suhu	$-40^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
	Kelembaban	$\leq 93\%$
	Tekanan Atmosfir	500~1060hpa